



Dispozitiv Facial de Infrumusetare cu Radiofrecventa, 6 functii, Electrostimulare, LLLT, Portabil, cu sterilizare UV

- Aparatul de infrumusetare Safe Care dispune de 3 programe avansate si 6 functii avansate combinate intr-un mod inovator pentru a obtine rezultate uimitoare in cel mai scurt timp;
- Imbunataseste elasticitatea si fermitatea pielii fara disconfort;
- Este o procedura Non-invaziva, non-chirurgicala si fara anestezie, in confortul propriei locuinte, dar cu rezultate vizibile chiar de la prima utilizare;
- Potrivit atat pentru femei, cat si pentru barbati;
- Nici un risc de rebound si nici un efect secundar.

Descriere

Radiofrecventa este o metoda revolutionara de remodelare faciala, determinand revenirea tesutului la forma sa initiala prin stimularea productiei de colagen si elastina, care sunt proteine naturale ale corpului, responsabile pentru aspectul tanar, luminos al pielii. Radiofrecventa stimuleaza **vitalitatea pielii** si activeaza regenerarea naturala a **colagenului**. In dermatocosmetica, radiofrecventa este utilizata datorita **efectului sau de scurtare a fibrelor de colagen**, avand drept rezultat un **lifting instantaneu**, dar si datorita efectului de stimulare a sintezei de colagen, elastina si mucopolizaharide (acidul hialuronic) care apare la folosirea repetata a aparatului. Doua decenii de utilizare permit o dezvoltare accelerata si o cunoastere extraordinara a **beneficiilor radiofrecventei**. Deoarece produce vasodilatatie, radiofrecventa este urmata de o **imbunatatire a oxigenarii si nutritiei tesuturilor**, contribuind suplimentar la cresterea calitatii pielii. Astfel, ea se poate folosi in tratamentele faciale la persoanele care au tonusul afectat, fie din cauza varstei, fie din cauza pierderii semnificative in greutate. Procedura ajuta la **imbunatatirea elasticitatii si fermitatii pielii fara disconfort**.



CUM ACTIONEAZA?

Aparatul Safecare are 3 programe, 3 nivele de intensitate si 6 functii combinate intr-un mod inovator pentru a obtine cele mai bune rezultate: **1. IR (infrarosu)** de 850nm si patrunde la **5mm in adancimea pielii**. Pielea are un mecanism de aparare impotriva factorilor exteriori,

de aceea aceasta unde ajuta la deschiderea porilor, astfel permitand undelor RF sa intre mai in adancime in piele. **2. LLLT (Low Level Laser Therapy)** de 630nm care patrunde pana la **1.8mm in adancimea pielii**. Lumina LLLT ajunge direct in derma si astfel poate promova: circulatia sangvina, capacitatea si grosimea tesutului, cresterea abilitatii regenerative a tesuturilor si imunitatea locala. **3. EMS (electrostimulare)** Cu sistemul EMS de electrostimulare muschii fetei sunt supusi unei vibratii. Micro curentul EMS functioneaza intr-un mod unic in forma "V" pentru a facilita elasticitatea si fermitatea muschilor fetei. Mai mult, se stimuleaza tesutul subcutanat pentru a activa celulele responsabile de producerea colagenului. **4. RF (Radio Frecventa) - lumina rosie** care are lungimea de unda intre 3khz- 300ghz. Ca efect incalzeste local pielea, reparand stratul de colagen imbatranit si stimuland o productie noua de colagen pentru a obtine o piele vizibil mai tanara si mai ferma. **5. Racire si curatare cu lumina albastra** de 470nm care calmeaza, netezeste pielea si inchide porii. Prin acest program se pot vindeca petele albe, cosuri, cicatrici de suprafata lasate de acnee, riduri fine si echilibrarea sebumului. Aceasta lungime de unda are efect bactericid, astfel inhiband multiplicarea bacteriilor, si astfel ajutand la prevenirea si aparitia acneei. **6. Sterilizare UVC** dupa fiecare folosire prin LED-ul UV-C care este instalat in baza aparatului. Lumina UV-C nu actioneaza direct asupra pielii, aparatul putand fi utilizat in deplina siguranta. Aparatul cu Radiofrecventa Safecare ajuta la repararea ridurilor de pe suprafata pielii si are un efect de contouring a fetei, ajutand pielea sa fie din nou tanara, neteda, elastica si stralucitoare.



AVANTAJELE UTILIZARII APARATULUI SAFE CARE CU RADIOFRECVENTA

- este o procedura **Non-invaziva**, non-chirurgicala si fara anestezie, in confortul propriei locuinte
- timpul de folosire al aparatului este de 5-10 min pe zi timp de minim 28 de zile;
- **fara disconfort**
- senzatia din timpul procedurii este de caldura locala, de intensitate medie;
- **este potrivita atat femeilor, cat si barbatilor;**
- poate fi realizata in pauza de masa pentru ca nu necesita timp de recuperare. Poate aparea o usoara inrosire, dar care dispare repede;
- poate fi realizata singular sau **combinata cu alte proceduri**, chiar inclusa intr-un tratament cosmetic;
- poate fi realizata pe **mai multe zone faciale**: frunte, cearcane, pometi, linia mandibulara, submandibulara; gat si decolteu pentru stimularea sintezei de colagen si elastina, reconturare faciala, estomparea ridurilor;

- Combinatia de lumina rosie, lumina infrarosie si RF ajuta la intarirea muschilor si **diminuarea grasimilor;**
- Nici un risc de rebound si nici un efect secundar;
- Pentru toate tipurile de piele;



FUNCTII PRINCIPALE:

- Radiofrecventa
- Lumina rosie cu lungimea de unda 850nm
- Lumina rosie cu lungimea de unda 630nm
- Electrostimulare
- Racire si lumina albastra cu lungime de unda 470nm
- Sterilizare prin LED UV-C (LED-ul UV-C este instalat in baza aparatului pentru a steriliza capul de frecventa radio. **Lumina UV-C nu actioneaza direct asupra pielii, dispozitivul poate fi folosit in deplina siguranta;**
- Rezistent la umezeala (poate fi utilizat in siguranta in baie).

BENEFICI:

- Imbunatateste elasticitatea pielii
- Lumineaza tenul
- Indeparteaza ridurile superficiale si le reduce pe cele accentuate

- Diminueaza pistruii, cosurile, acneea
- Diminueaza cearcanele, pungile de sub ochi
- Intinereste pielea
- Ajuta la arderea grasimilor

CARACTERISTICI:

- aspect elegant, modern, feminin, cu forme curbate;
- culori alb si roz cu tente aurii;
- include 1 stand de incarcare (poate avea de asemenea rol de suport, pentru a fi amplasat in baie si a-l avea mereu la dispozitie) si 1 adaptor cu cablu USB, 1 gel special creat pentru a fi utilizat impreuna cu dispozitivul facial de infrumusetare cu radiofrecventa, 1 manual de utilizare.

Aparatul este potrivit pentru terapii pentru conturul fetei, gatului si conturului ochilor.

Dispozitivul de infrumusetare cu radiofrecventa este recomandat pentru cabinete specializate si uz personal. *Va rugam cititi cu atentie manualul de utilizare inainte de a folosi dispozitivul!*
