



## Aparat pentru masaj facial cu ultrasunete 5 in 1, fototerapie, antirid, ecran LCD, reincarcabil

- Aparat de ingrijire a tenului cu radiofrecventa si fototerapie;
- Efecte anti-imbatranire si anti-riduri, strangerea porilor, lifting, eliminarea petelor, curatare profunda si masaj facial;
- Netezeste ridurile, hidrateaza si regenereaza pielea, reduce punctele negre si acneea;
- 5 functii de tratament facial.

### Descriere

Acest aparat este potrivit pentru persoanele care prezinta: riduri, piele faciala lasata, piele deteriorata de razele soarelui, piele predispusa la acnee sau piele cu hiperpigmentare. Poate fi utlizat si daca doriti sa preveniti deteriorarea pielii sau pigmentarea.

Datorita tehnologiei cu ultrasunete pe care o utilizeaza, utilizarea aparatului pentru tratament facial nu este o procedura dureroasa sau invaziva. Va permite sa efectuati proceduri de ingrijire faciala chiar la dumneavoastra acasa.

Pentru o imbunatatire semnificativa a starii pielii, trebuie sa efectuati 3 sesiuni pe saptamana, fiecare sesiune avand o durata de 10 minute.



### **Ecran LCD**

Aparatul este prevazut cu un ecran LCD pe care se poate vedea nivelul de incarcare si puterea de functionare. Are incorporata o baterie cu capacitatea de 750mAh care poate fi reincarcata atunci cand este necesar utilizand cablul USB inclus in pachet.

## Un cadou perfect

Mic, usor, facil de transportat si un cadou practic pentru cei dragi preocupati de ingrijirea profesionala a pielii, din confortul propriei locuinte.



## 5 tipuri de tratament, multifunctional

Cu acest aparat pentru masaj puteti efectua 5 tipuri de tratament si anume:

1. **Stimularea musculara electrica (EMS)**- este utilizata pentru a activa zincul in piele, stimuland producerea de colagen si imbunatatind elasticitatea pielii, netezind ridurile si lasand pielea sanatoasa si neteda.
2. **Mezoporatie**- este o metoda moderna care permite introducerea preparatelor active adanc in piele, fiind o alternativa a tratamentelor traditionale de mezoterapie cu ac.
3. **Electroporarea**- sustine patrunderea particulelor in celula. Utilizand impulsurile electrice, puteti dezorganiza libidele si puteti crea canale in membrana celulara pentru o perioada de timp. Electroporarea ofera un mijloc de a transporta colagenul si acidul hialuronic mai adanc in piele.
4. **Radiofrecventa (RF)**- este considerata una dintre cele mai eficiente metode pentru a combate semnele de imbatranire si reducere a grasimilor. Acest procedeu este neinvaziv, bazat pe actiunea radiatiei electromagnetice cu frecventa radio generata de curentul alternativ. Undele radio provoaca un efect termic in tesut, caldura va determina o cresterea fluxului sanguin, datorita careia pielea va deveni mult mai oxigenata si hranita. Acest procedeu va stimula fibroplastele pentru a produce colagen si elastina.
5. **Lumina LED**- este un tratament nedureros, care exfoliaza pielea prin cresterea productiei de colagen si trateaza acneea usoara pana la moderata. Functioneaza prin trimiterea de pachete luminoase producatoare de energie catre straturile mai adanci ale pielii. Tratamentele cu LED pot minimiza liniile fine si ridurile, pot vindeca daunele solare si vergeturile si pot reduce roseata.**Lumini LED disponibile:**
  - Rosu: trateaza ridurile, stimuleaza regenerarea colagenului si elasticitatii pielii.
  - Verde: previne supraproductia de melanina, tratand petele intunecate si pielea decolorata.
  - Albastru: trateaza acneea si pielea grasa.
  - Portocaliu: potrivit pentru a ilumina pielea.
  - Roz: ilumineaza pielea.
  - Violet intermitent: Imbunatateste absorbtia produselor de ingrijire a pielii;

*Pentru functionarea corecta a dispozitivului aveti nevoie de un gel, care este baza dintre capat si piele.*



### **Lumina Verde - aproximativ 700 nm**

Lumina verde previne generarea de melanina si face pielea mai alba



### **Lumina Rosie - aproximativ 620 nm**

Lumina rosie ajuta la regenerarea colagenului facand pielea mai elastica



### **Lumina Roz - aproximativ 700 nm**

Lumina roz albteste pielea, favorizeaza absorbtia tratamentelor si curatarea pielii



### **Lumina portocalie - aproximativ 590 nm**

Lumina portocalie ajuta la estomparea petelor de culoare



### **Lumina albastra - aproximativ 465 nm**

Lumina albastra are efect antiinflamator, calmeaza acneea, reduce sebumul si punctele negre

#### **Caracteristici**

- tensiune intare DC5V (500mA);
- capacitate baterie 750mAh;

- putere maxima 10W;
- timp incarcare 3.5 ore;
- timp standby 40 zile;
- dimensiuni dispozitiv 16.5x4.5x3.5 cm;
- diametru cap 4.5cm;
- culoare alb.

**Pachetul include:**

- dispozitiv multifunctional pentru fata;
- cablu USB pentru incarcare;
- suport incarcare.





