



Aparat de masaj facial cu radiofrecventa, fototerapie si electrostimulare 6 in 1 Wace Innovagoods

- Aparat de masaj facial Innovagoods, ideal pentru a ajuta la accelerarea regenerarii pielii si pentru a preveni si combate ridurile, liniile de expresie, acneea, porii, punctele negre, roseata, pistruii, petele etc.
- Efecte benefice inca de la primele aplicatii;
- 6 tipuri de lumina si 5 nivele de intensitate.

Descriere

Aparatul de masaj facial cu radiofrecventa, fototerapie si electrostimulare este un dispozitiv ergonomic si multifunctional care imbunatateste starea si aspectul pielii, obtinand un efect puternic de reparare si intinerire a fetei.



Efecte vizibile dupa doar cateva utilizari

Terapia sa avansata a triplelor articulatii ofera un rezultat eficient inca de la primele aplicatii. Acest aparat de masaj modern anti-imbatrănire este perfect pentru ingrijirea fetei datorita multiplelor sale beneficii, obtinand o piele mai tanara si mai radianta, cu o mai mare elasticitate, fermitate, luminozitate si uniformitate. Ideal pentru a ajuta la accelerarea regenerarii pielii si pentru a preveni si combate ridurile, liniile de expresie, acneea, porii, punctele negre, roseata, pistruii, petele etc.



Radiofrecventa si Electrostimulare

Tratamentele cu radiofrecventa si electrostimulare (RF/EMS) ajung in cele mai profunde straturi ale pielii, actioneaza impreuna cu terapia cu lumina aleasa si iti permit sa selectezi intre 5 nivele de intensitate. Efectele benefice asupra pielii se vor resimti imediat, chiar dupa primele 4-5 utilizari.

6 tipuri de lumina colorata

Tratamentul de fototerapie va permite sa alegeti intre 6 moduri de lumina LED cu diferite functii si efecte asupra pielii specificate in manualul inclus (rosu, verde, albastru, galben, roz, roz intermitent).

1. **Lumina rosie** - intareste pielea

2. **Lumina verde** - tonifica pielea
3. **Lumina albastra** - micsoreaza si elimina porii
4. **Lumina galbena** - elimina acneea, pistruii
5. **Lumina roz** - efect de albire al pielii
6. **Lumina roz intermitent** - imbunataseste absobtia



Cum se utilizeaza?

Dispozitivul este utilizat prin exercitarea unei presiuni usoare si efectuarea de miscari circulare blande pe pielea tratata. Pentru a obtine un rezultat optim, pielea trebuie curatata temeinic in prealabil si aplicata crema/serul obisnuit pentru a-si spori efectele. Se recomanda o utilizare zilnica de maxim 10 minute. Include baza de incarcare si cablu DC-USB. Datorita designului sau usor, reincarcabil si portabil, este usor si convenabil de utilizat, transportat si depozitat. Are

ecran LCD si oprire automata.

InnovaGoods®

RF radio frequency
Stimulate elastin and collagen
production .



Caracteristici

- Design modern: Ergonomic
- Tip: Electric, Reincarcabil, Fara Fir
- Multifunctie: Efecte benefice multiple de la primele aplicari
- Anti-aging: Imbunatateste starea si aspectul pielii
- Tratamentul fototerapie: Terapia cu lumina
- Lumina LED: 6 moduri
- Tratament cu radiofrecventa: RF
- Electrostimulare: EMS
- Intensitate reglabila: 5 nivele de intensitate

- Opreire Automata: 10 min
- Ecran LCD: Usor de folosit
- Original si portabil: Confortabil si usor de folosit
- Usor si manevrabil: Simplu de transportat si de pastrat
- Material: ABS
- Culoare: Alb



Pachetul Include

- Baza de Incarcare
- Cablu DC-USB
- Baterie: Li-ion 600 mAh
- DC In: 5 V / 500 mA
- Dimensiuni aprox.: 5 x 17 x 5 cm

[lgc_column grid="50" tablet_grid="80" mobile_grid="100" last="false"]

[embed]https://www.youtube.com/watch?v=7Ho6nlxoAKE[/embed] [/lgc_column]
