



Rola de mezoterapie Derma Wrinkle Cellulite, 1067, Otel inoxidabil, 540 ace, 0.5mm, Mov/Negru

- Ideala pentru tratamente faciale si corporale;
- 540 ace din otel inoxidabil pentru stimularea regenerarii pielii;
- Lupta eficient impotriva celulitei si a ridurilor;
- Imbunatateste elasticitatea si hidratarea pielii;
- Rezultate vizibile de la prima utilizare;
- Usor de utilizat si sigur pentru acasa.

Descriere

Rola de mezoterapie Derma Wrinkle Cellulite e un companion de nadejde in lupta impotriva semnelor de imbatranire si imperfectiunilor pielii. Cu 540 de ace din otel inoxidabil si o dimensiune a acestora de 0.5 mm, dispozitivul stimuleaza pielea sa se regenereze si sa isi imbunatateasca aspectul. Fie ca vizezi fata, corpul sau chiar scalpul, acest instrument promite efecte vizibile de la prima utilizare, contribuind la o piele mai ferma, mai neteda si vizibil intinerita.



Simplu si Eficace

Usor de manevrat datorita designului ergonomic si greutatii reduse, rola faciliteaza o aplicare precisa si confortabila. Este o solutie eficienta pentru stimularea productiei de colagen, imbunatatirea elasticitatii si combaterea celulitei, ridurilor, cicatricilor si vergeturilor. Pielea ta va arata revitalizata, cu o textura imbunatatita si un aspect general imbunatatit.

Rezultate Vizibile

Efectele sunt remarcabile inca de la prima utilizare, promitand o piele regenerata si revitalizata. Indiferent de zona tratata - fata, corp sau scalp - rola stimuleaza productia de colagen, imbunatatind fermitatea si elasticitatea pielii. Este un pas esential catre un aspect intinerit si o piele plina de viata.



Cum Functioneaza?

Aceasta rola actioneaza printr-un mecanism simplu, dar profund eficient: microneedlingul. Acele fine penetreaza superficial pielea, stimuland regenerarea celulara si productia de colagen. Acest proces atenuaza aspectul ridurilor si al cicatricilor si imbunatateste textura generala a pielii. Utilizarea regulata inseamna o piele mai ferma, mai neteda si vizibil mai sanatoasa.

Beneficii

- Intinerirea trasaturilor fetei;
- Regenerarea celulara pe termen lung;
- Imbunatatirea elasticitatii, culorii si nivelului de hidratare al pielii;
- Netezirea cicatricilor si a ridurilor;
- Reducerea celulitei;
- Remedierea caderii parului.

Utilizare

Pentru rezultate optime, foloseste rola o data la trei saptamani, adaptand frecventa in functie de tipul de piele si dupa consultarea unui dermatolog. Intotdeauna alege produsele cosmetice potrivite post-tratament pentru a evita reactiile adverse. Inainte si dupa fiecare utilizare, sterilizeaza rola pentru a mentine procedura sigura si igienica.



Caracteristici

- Material: Otel inoxidabil
 - Numar de Ace: 540
 - Dimensiune Ace: 0.5 mm
 - Greutate: 80g
 - Culoare: Mov/Negru
-

