



Genunchiera pentru Durere cu Infrarosu si 3 Trepte de Incalzire

- Amelioreaza durerile provocate de artrita si reumatism;
- Accelereaza vindecarea ranilor si a fracturilor;
- Amelioreaza umflarea, inflamatia, durerea si oboseala musculara;
- Ajuta la recuperarea dupa efort muscular;
- Creste circulatia sangelui in profunzime in tesuturi;
- Imbunateste fluxul limfatic si intareste sistemul imunitar

Descriere

Genunchiera pentru Durere cu Infrarosu si 3 Trepte de Incalzire te ajuta sa te pui din nou pe picioare! *Genunchiera vine insotita de o baterie externa compatibila – baterie litiu polimer de mare capacitate cu cablu USB 3-in-10.000 mAh PB-204.* Aceasta genunchiera este un dispozitiv pe care il puteti utiliza ori de cate ori aveti inflamatii sau dureri musculare si de genunchi, fiind un obiect indispensabil pentru sportivi. Totodata, genunchiera este potrivita si pentru persoanele in varsta ce sufera de artrita sau reumatism.



Terapia cu Infrarosu Indepartat

este o solutie promitatoare pentru tratarea durerii cronice. Studiile recente au constatat faptul ca radiatiile infrarosii indepartate exercita un efect antiinflamator puternic. Aceste radiatii ajuta la imbunatatirea circulatiei pielii, la modularea somnului, la calmarea durerii, la protejarea impotriva stresului oxidativ si la calmarea inflamatiei. Tratamentul cu Infrarosu Indepartat are efecte benefice pentru artrita, o afectiune asociata cu inflamatiile cronice. Aceasta modalitate de tratament produce caldura, insa este mai eficienta decat celelalte terapii deoarece caldura patrunde mai adanc in piele iar efectul de incalzire a zonei afectate rezista chiar si la scurt timp dupa ce procedura a fost incheiata. Aceasta terapie este utilizata si in recuperarea sportiva.




Beneficii genunchierei cu infrarosu

- scapi de durerile provocate de artrita si reumatism
- devii mai flexibil
- scapi de durere si sa accelerezi recuperarea dupa efort muscular
- iti imbunatatesti circulatia
- ai un somn mai odihnitor
- accelerezi vindecarea ranilor sau a fracturilor
- tratezi entorsa genunchilor



Lumina infrarosie indepartata

este frecventa luminii invizibile care este generata in mod natural de soare. Terapia FIR este un tip de terapie cu energie scazuta care profita de caldura generata de undele de energie de la capatul indepartat al spectrului infrarosu. Aceasta terapie alternativa sigura si naturala poate fi utilizata in tratamentul unei varietati de probleme de sanatate, cum ar fi artrita, durerile



musculare si spasmele si rigiditatea umerilor sau articulatiilor.

Terapia FIR beneficiaza si organismul prin:

- Ajuta organismul sa elimine toxinele prin transpiratie
- Reducerea tensiunii si a stresului
- Imbunatatirea fluxului limfatic

- Intarirea sistemului imunitar
- Cresterea circulatiei sangelui in profunzime in tesuturi

Undele infrarosii indepartate pot patrunde pana la trei inci adancime pentru a genera caldura sa in educerea parti ale



Conform

studiilor de specialitate, caldura in infrarosu indepartat face tesutul conjunctiv mai flexibil, permite o miscare mai mare a articulatiilor si aduce un nivel crescut de endorfine, care amelioreaza durerea. Terapia cu infrarosu indepartat provoaca, de asemenea, extinderea vaselor de sange. Aceasta expansiune duce la o circulatie imbunatatita si permite celulelor si substantelor chimice ale sistemului imunitar sa converge spre zonele ranite pentru a facilita procesul de vindecare. In ciuda caldurii induse, terapia FIR nu provoaca o crestere semnificativa a temperaturii corpului sau a tensiunii arteriale, ceea ce o face mai sigura pentru persoanele in varsta cu probleme cardiovasculare.

Caracteristici

- Tesatura din Spandex super flexibila, din material moale, care se muleaza foarte bine pe forma genunchiului.
- Control precis al temperaturii: trei niveluri de temperatura ce pot satisface cu usurinta nevoile tale.
- Nivelul temperaturii se seteaza foarte usor, prin simpla apasare a unui buton.
- Datorita materialului de cea mai buna calitate din care este confectionata cureaua, genunchiul poate fi indoit dupa bunul plac.
- Design ergonomic, antialunecare.
- Structura hexagonala a materialului distribuie caldura in mod uniform pe toata suprafata centurii



Mod de utilizare

Conectati cablul de alimentare USB la banca de alimentare si micro USB pe centura de genunchi. Apasati lung butonul de ON/OFF timp de 3 secunde pentru a porni, apoi apasati scurt pentru a schimba diferitele moduri de temperatura (ridicat, mediu sau scazut). ***Instructiuni de spalare:***

- Produsul se spala doar manual, atunci cand este nevoie.

- Temperatura apei nu trebuie sa depaseasca 30 de grade C.
- Lasati cureaua sa se usuce in mod natural, fara a utiliza dispozitive de uscare pe suprafata produsului.

Specificatii tehnice

Alimentare; 2A/5V Nivele de temperatura: 3 moduri Nivel ridicat (Rosu): 45 grade C Nivel mediu (Albastru): 40 grade C Nivel scazut (Verde): 35 grade C Material: Spandex Putere Nominala: 6W Zona de Aplicare: genunchi Dimensiune: Ajustabila Dimensiune Totala: 75 x 35 cm
[embed]<https://klio.ro/wp-content/uploads/2022/07/Genunchiera-pentru-Durere-cu-Infrarosu-si-3-Trepte-de-Incalzire-1.mp4>[/embed]

Observatii

- Nu este necesar sa spalati produsul inainte de prima utilizare,
 - Acest produs trebuie utilizat cu o sursa de alimentare externa sau o banca de alimentare.
 - Copiii, persoanele care au nevoie de ingrijire sau persoanele care sunt sensibile la caldura nu ar trebui sa utilizeze acest produs. Nu utilizati produsul in cazul in care aveti pielea sensibila, inflamatie traumatica sau febra. De asemenea, nu utilizati pentru rani inflamate sau nevindecate dupa interventii chirurgicale.
 - Persoanele cu boli infectioase trebuie sa utilizeze acest produs separat. Se recomanda spalarea produsului dupa fiecare utilizare atunci cand acesta este folosit de mai multe persoane.
 - Cand utilizati acest produs, asigurati-va ca aveti pielea curata pentru a reduce timpul de spalare al curelei.
 - Nu rasuciti/intoarceti fortat foaia de incalzire a produsului!
 - Daca se constata utilizarea necorespunzatoare, va rugam sa opriti alimentarea cu energie a controlerului si sa scoateti cablul de alimentare din priza sau orice alta sursa de alimentare electrica. Va rugam sa nu incercati sa demontati, reparati sau sa modificati produsul.
-

